



Versuchsanlage Modell U

3-stufige Versuchsanlage für Spiralwickel-
 elemente 4" (max. 6 Membranen)
 MF / UF / NF oder RO
 Diafiltration in allen Loops möglich
 Maximaler Betriebsdruck bei 63 bar
 Halbautomatische Steuerung mit grafischem
 Bedienfeld
 Sensoren für Durchfluss, Dichte, Druck,
 Temperatur mit Messdatenregistrierung

Pilot plant model U

Three stage pilot plant for use with spiral
 wound membranes 4" (max. 6 elements)
 MF / UF / NF or RO
 Diafiltration in all loops is possible
 Maximum operation-pressure of 63 bar
 PLC with operator panel, semi automatic

 Sensors for flow, density, pressure,
 temperature, with multichannel
 datalogger

GEA Filtration

GEA Wiegand GmbH · Einsteinstraße 9-15 · D-76275 Ettlingen · Tel: +49-7243/705-218 · Fax: +49-7243/705-226
 Email: info@geafiltration.de · Internet: www.geafiltration.com